

Warum Fachleute Sempermed- Handschuhen vertrauen

Ein umfassendes Portfolio

1920 wurden unsere ersten Latexhandschuhe in Wimpassing, Österreich, hergestellt. Seitdem haben wir unsere Expertise in der Forschung und Entwicklung sowie in der Herstellung hochwertiger medizinischer Handschuhe verbessert. Mehr als 100 Jahre und viele Meilensteine später sind wir stolz darauf, ein umfassendes Portfolio an Untersuchungshandschuhen anbieten zu können, welches den Bedürfnissen von Anwender/-innen in den unterschiedlichsten Berufen gerecht wird. Egal ob Sie besonderen Wert auf Schutz, Hautfreundlichkeit, Komfort oder Griffigkeit legen – wir bieten Produkte, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.



Doppelter Schutz

Sempermed-Untersuchungshandschuhe sind doppelt zertifiziert, gemäß der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 sowie der Verordnung über persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425, um die Sicherheit von Anwender und Patienten zu gewährleisten. Darüber hinaus erfüllen unsere Untersuchungshandschuhe alle Teile der EN-Norm 455 und wurden gemäß ASTM F1671/F1671M getestet, was bedeutet, dass das Handschuhmaterial vor Bakterien, Pilzen und Viren, einschließlich SARS-CoV-2, HIV und Hepatitis B und C, schützt.



Maßgeschneidertes Portfolio

Das Sempermed-Portfolio besteht aus Latex-, Nitril- und Vinylhandschuhen. Wir empfehlen im Allgemeinen Nitrilmaterial, da es wirksam vor Virusinfektionen und verschiedenen Chemikalien* schützt, eine hohe Zugfestigkeit bietet, einen latexähnlichen Tragekomfort bietet und latex- und puderfrei ist. Das Nitril-Kernportfolio wird jetzt mit dem AQL 1.0 für Mikrolöcher geliefert.



Sicher für empfindliche Haut

Wir bieten Lösungen, die Ihre Haut vor gängigen Allergien schützen. Synthetische Materialien, die frei von allergenen Latexproteinen sind, hautfreundliche Fertigungsmethoden wie unsere X-free-Technologie und unser speziell entwickeltes Wasch- und Veredelungsverfahren reduzieren das Risiko von Hautallergien erheblich.




Vorreiter bei Compliance und Eignung

Wir sind ein engagiertes Mitglied von amfori BSCI, dem weltweit führenden Unternehmensverband, der sich für einen offenen und nachhaltigen Handel einsetzt. Darüber hinaus sind wir Teil der Responsible Glove Alliance, einer gemeinsamen Initiative, die sich auf die Prävention, Identifizierung und Bekämpfung von Bedingungen konzentriert, die zu Zwangsarbeit in der medizinischen Versorgungsindustrie beitragen.



Belastbare Lieferkette

Wir gewährleisten die vollständige Kontrolle über den gesamten Prozess, vom Produktdesign bis zur Lieferung an den Kunden. Darüber hinaus bieten mehrere Produktionsstandorte Redundanz und verbessern die Sicherheit der Lieferkette.



1920

Erste Handschuhe

Unsere ersten sempermed-Handschuhe werden produziert.

1960er

Weltweiter Aufruf

Sempermed-Handschuhe werden von medizinischen Fachkräften auf der ganzen Welt getragen.



Meilensteine



2009

Eine bewährte Lösung

2009 wurde einer der leichtesten Nitrilhandschuhe seiner Zeit unter dem Markennamen sempermed® skin² eingeführt und erfreute sich bei den Anwendern schnell großer Beliebtheit. Heute gehört der Handschuh zur Velvet familie und heißt sempermed® velvet XP.



2018

Start unserer Nachhaltigkeitsstrategie

Einführung unseres ersten Nitrilhandschuhs mit Ökobilanzierung (LCA), heute bekannt als green X-free

2020

Ein Jahrhundert Handschuh-Expertise



2023

Übernahme durch HARPS Global



Gemeinsam auf dem Weg zum führenden Anbieter für Infektionsprävention und Schutz.

2024 / 2025

Einführung des neuen Markenauftritts



DM1/1 Version 3 09/2026 DE

*Sempermed ist eine eingetragene Marke von HARPS Investment Asia Pte. Ltd., einer Tochtergesellschaft von HARPS Global Pte. Ltd.

Chemikalienbeständigkeitsliste: <https://www.harpsglobal.com/chemical-resistance-brands>

WICHTIGE HINWEISE: Die jeweils neuesten Produktinformationen finden Sie auf www.harpsglobal.com unter »Produkte«. Jegliche Nichtbeachtung dieser Information, insbesondere zu (Chemikalien-)Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. HARPS Global haftet weder für unsachgemäße Lagerung und Handhabung. Bei Beschädigungen oder ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen dürfen die Handschuhe nicht verwendet werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall vor der Anwendung an einen Experten. Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Die technischen Daten sind Durchschnittswerte aus der Produktion und können im Einzelfall abweichen. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten. ACHTUNG: Naturlatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Schocks auslösen. HARPS Global übernimmt keine Haftung für allergische Reaktionen. Copyright 2026 HARPS Global



S semper med

Untersuchungs- handschuhe

Experten für Handschutz seit 1920

KONTAKTIEREN SIE UNS!
sempermed@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07
Keppel Bay Tower, Singapur 098632
Tel.: +65 67976560

HARPS Europe GmbH
Wiedner Gürtel 9-13,
1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 9346348



Gesundheits- handschuh- Portfolio




SCHUTZNIVEAU (basierend auf Material und Handschuhstärke)		GUT		BESSER		OPTIMAL
HOCH	 latex edition IC 5,9 g XS-XL		 safe 4,7 g S-XL		 safe+ 6,5 g XS-XL	 green X-free 3,3 g XS-XL
NORMAL	 skySense +/- 3,2 g XS-XL	 latex comfort 5,0 g XS-XL	 velvet 3,0 g XS-XL	 velvet XP 3,5 g XS-XL	 velvet XP white 3,5 g XS-XL	
NIEDRIG	 vinyl syn-stretch 5,5 g XS-XL		 vinyl comfort 4,8 g XS-XL			

Die Gewichtsangabe bezieht sich auf das Referenzgewicht für Größe M. Das tatsächliche Gewicht kann geringfügig abweichen und unterliegt Toleranzen

Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für Untersuchungshandschuhe empfehlen wir je nach Anforderung an die Anwendung folgende sempermed-Produkte in den definierten Segmenten.

Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für Untersuchungshandschuhe empfehlen wir je nach Anforderung an die Anwendung folgende sempermed-Produkte in den definierten Segmenten.		Nitril-Untersuchungshandschuhe							Latex-Untersuchungs-handschuhe		Vinyl-Untersuchungs-handschuhe	
		sempermed® grün X-free	sempermed® velvet	sempermed® velvet XP	sempermed® velvet XP weiß	sempermed® safe	sempermed® safe+	sempermed® skysense	sempermed® latex comfort	sempermed® latex edition IC	sempermed® vinyl comfort	sempermed® vinyl syn-stretch
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN	Erhöhte Wandstärke					x	x		x		x	
	Tastempfinden	x	x	x	x			x	x	x		
	Erhöhter Tragekomfort	x	x	x	x				x	x		
	Längere Stulpe						x					
	Für Typ-I-Allergiker geeignet	x	x	x	x	x	x	x			x	x
	Für Typ-IV-Allergiker geeignet	x									x	x

Schutzniveau	OPTIMAL			BESSER			GUT				
Markenname							 skySense skySense VB & skySense white				
											
Hauptmerkmale des Handschuhs	■ hautfreundliches Material minimiert das Risiko von Kontaktallergien ■ leicht anziehbar ■ optimale Haptik und Grip ■ ökologisch bewertet	■ samtweiches Material ■ verbesserter Tastsinn ■ angenehme Passform dank weichem und leichtem Design	■ violettblaue Farbe ■ hoher Tragekomfort dank weichem Material ■ gutes Tastgefühl	■ weiße Farbe vermittelt ein Gefühl von Sauberkeit und Hygiene ■ effektiver und sicherer Grip durch Fingertexturierung ■ bequeme Passform	■ gute Chemikalien-Bestätigung* ■ texturierte Finger für sicheren Halt ■ schützt vor Bakterien, Pilzen und Viren*	■ verbesserter Schutz dank langer Stulpe ■ fingertexturiert für sicheren Grip ■ schützt vor Chemikalien und Viren z.B. COVID-19*	■ eine blaue Farbe, die sehr gefragt ist ■ für verschiedene Anwendungen je nach Verwendungszweck geeignet.	■ texturierte Finger für sicheren Halt ■ erhöhter Tragekomfort und Taktilität	■ gute Haptik ■ optimierte Griffigkeit bei feuchten Anwendungen dank Volltexturierung ■ hoher Tragekomfort	■ glatte Oberfläche ■ sicher für empfindliche Haut: ohne Naturlatex und Beschleunigerchemikalien hergestellt ■ phthalatfrei	■ elastischer und reißfester als herkömmliche Vinylhandschuhe ■ sicher für empfindliche Haut ■ glatte Oberfläche für ein angenehmes Gefühl bei Patientenkontakt

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN											
Material	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)	Naturlatex	Naturlatex	Vinyl	Vinyl
Farbe	■ mintgrün	■ violettblau	■ violettblau	■ weiß	■ ozeanblau	■ blau	■ standard blau	■ naturweiß	■ naturweiß	■ transparent	■ gelblich
Oberfläche	Finger texturiert	Finger texturiert	Finger texturiert	Finger texturiert	Finger texturiert	Finger texturiert	Finger texturiert	Finger texturiert	komplett texturiert	glatt	glatt
Innenseite	puderfrei	puderfrei	puderfrei	puderfrei	puderfrei	puderfrei	puderfrei	puderfrei	puderfrei	puderfrei	puderfrei
Länge nach EN 455-2	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm	median ≥ 240 mm median ≥ 265 mm (XP+)	median 240 mm	median ≥ 295 mm ± 5 mm	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm	median 240 mm
Wanddicke im Handflächenbereich einlagig gemessen	min. 0,06 mm typisch 0,07 mm	min. 0,05 mm typisch 0,06 mm	min. 0,06 mm typisch 0,07 mm	min. 0,06 mm typisch 0,07 mm	min. 0,08 mm typisch 0,09 mm	min. 0,08 mm typisch 0,10 mm	min 0,05 mm typisch 0,06 mm	min. 0,08 mm typisch 0,10 mm	min. 0,10 mm typisch 0,12 mm	min. 0,07 mm typisch 0,08 mm	min. 0,08 mm typisch 0,09 mm
Haltbarkeitsdauer in Originalverpackung, wenn gemäß Produktspezifikation gelagert	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre
Frei von Latexproteinen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Nein	Nein	ja	ja
Beschleunigerfrei	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	Nein	ja	ja

KENNZEICHNUNG											
Verwendungszweck gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745 gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425	CE-Klasse I CE-Kategorie III komplexes Risiko	CE-Klasse I CE-Kategorie III komplexes Risiko	CE-Klasse I CE-Kategorie III komplexes Risiko	CE-Klasse I CE-Kategorie III komplexes Risiko	CE-Klasse I CE-Kategorie III komplexes Risiko	CE-Klasse I CE-Kategorie III komplexes Risiko	CE-Klasse I CE-Kategorie III komplexes Risiko	CE-Klasse I CE-Kategorie III komplexes Risiko	CE-Klasse I CE-Kategorie III komplexes Risiko	CE-Klasse I CE-Kategorie I minimales Risiko	CE-Klasse I CE-Kategorie I minimales Risiko
ASTM	D6319	D6319	D6319	D6319	D6319	D6319	D6319	D3578	D3578	D5250	D5250
EN 455 1-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN ISO 21420	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN ISO 374 1-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EN 421					✓	✓	✓				
AQL für Mikrolöcher nach EN 455-1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lebensmittelkontakt-verordnung (EG) 1835/2004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(für fettfreie Lebensmittel)	(für fettfreie Lebensmittel)

VERPACKUNGS-/LOGISTIK						VERPACKUNGS-/LOGISTIK						
Artikelnummern	3000 0161 x 200 Stk.: „x“ = 56 für XS, 57 für S, 58 für M, 59 für L 180 Stk.: „x“ = 60 für XL	3000 0159 x 100 Stk.: „x“ = 65 für XS, 66 für S, 67 für M, 68 für L 90 Stk.: „x“ = 69 für XL 200 Stk.: „x“ = 46 für XS, 47 für S, 48 für M, 49 für L 180 Stk.: „x“ = 50 für XL	3000 0159 x 100 Stk.: „x“ = 71 für XS, 72 für S, 73 für M, 74 für L 90 Stk.: „x“ = 75 für XL 200 Stk.: „x“ = 91 für XS, 92 für S, 93 für M, 94 für L 180 Stk.: „x“ = 95 für XL	3000 0160 x 200 Stk.: „x“ = 21 für XS, 22 für S, 23 für M, 24 für L 180 pcs.: „x“ = 25 für XL 300001653 x 150 Stk.: „x“ = 2 für XS, 3 für S, 4 für M, 5 für L 135 pcs.: „x“ = 6 für XL	3000 0159 x 100 Stk.: „x“ = 96 für S, 97 für M, 98 für L 90 Stk.: „x“ = 99 für XL	3000 0160 x 100 Stk.: „x“ = 26 für XS, 27 für S, 28 für M, 29 für L 90 Stk.: „x“ = 30 für XL	3000 0161 x 100 Stk.: „x“ = 42 für XS, 43 für S, 44 für M, 45 für L 90 pcs.: „x“ = 46 für XL 3000 0157 x 200 Stk.: „x“ = 92 für XS, 93 für S, 94 für M, 95 für L 180 pcs.: „x“ = 96 für XL	3000 0160 x 100 Stk.: „x“ = 36 für XS, 37 für S, 38 für M, 39 für L 90 Stk.: „x“ = 40 für XL	3000 0160 x 100 Stk.: „x“ = 31 für XS, 32 für S, 33 für M, 34 für L 90 Stk.: „x“ = 35 für XL	3000 0162 1x 100 Stk.: „x“ = 5 für XS, 6 für S, 7 für M, 8 für L 90 Stk.: „x“ = 9 für XL	3000 0162 2x 100 Stk.: „x“ = 0 für XS, 1 für S, 2 für M, 3 für L, 4 für XL	
	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	
	Stk. / Spenderkarton	XS/S/M/L: 200 Stk. XL: 180 Stk.	XS/S/M/L: 100 oder 200 Stk. XL: 90 oder 180 Stk.	XS/S/M/L: 100 oder 200 Stk. XL: 90 oder 180 Stk.	XS/S/M/L: 150 oder 200 Stk. XL: 135 oder 180 Stk.	S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L: 100 oder 200 Stk. XL: 90 oder 180 Stk.	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.	XS/S/M/L: 100 Stk. XL: 90 Stk.
	Stk. / Versandkarton	XS/S/M/L: 2.000 Stk. XL: 1.800 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 oder 2.000 Stk. XL: 900 oder 1.800 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 oder 2.000 Stk. XL: 900 oder 1.800 Stk.	XS/S/M/L: 1.500 or 2.000 Stk. XL: 1350 or 1.800 Stk.	S/M/L: 1.000 oder 2.000 Stk. XL: 900 oder 1.800 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 oder 2.000 Stk. XL: 900 oder 1.800 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.	XS/S/M/L: 1.000 Stk. XL: 900 Stk.