

semper
guard

iconix



Sichtbarer Schutz vor unsichtbaren Risiken



**Persönlicher
Schutz**



**Labor &
Pharma**



Pflege



**Kranken-
haus**

*Semperguard ist eine HARPS Global-Marke.**

KONTAKTIEREN SIE UNS!
sempermed@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapore 098632
Tel.: +6567976560

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13,
1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 9346348





iconiX

semperguard® iconiX Handschuhe vereinen Schutz und Funktionalität und wurden gegen 56 Chemotherapeutika und gefährlichen Arzneimitteln geprüft. Die hellblaue Außenseite ermöglicht es, kurze Notizen direkt auf dem Handschuh anzubringen, und unterstützt so die schnelle Kennzeichnung und Dokumentation während der Anwendung. Das zweifarbige Design erleichtert die Unterscheidung von Innen- und Außenseite und trägt dazu bei, das Risiko einer unbeabsichtigten Wiederverwendung zu reduzieren. Die Handschuhe sind beständig gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und bieten durch die verlängerte Stulpe einen zusätzlichen Schutz im Bereich der Handgelenke. Als Medizinprodukt (MD) und Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert, sind semperguard® iconiX Handschuhe für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert.

- **Gegenüber 56 Chemotherapeutika und gefährlichen Arzneimitteln geprüft**
für Schutz vor einer breiten Palette kritischer Substanzen.**
- **Mit einer längeren Stulpe ausgestattet**
für zusätzliche Abdeckung und erweiterten Schutz des Handgelenks.
- **Spezielle Innenbeschichtung für das Anziehen mit feuchten Händen (damp-don)**
ermöglicht ein schnelleres Anziehen, selbst mit feuchten Händen.
- **Das innovative zweifarbige Design**
bietet einen klaren visuellen Hinweis und hilft, eine unbeabsichtigte Wiederverwendung zu vermeiden.
- **Hellblaue Außenseite**
ermöglicht das Schreiben kurzer Notizen direkt auf dem Handschuh zur raschen Kennzeichnung und Dokumentation.

Technische Daten

Typ	Unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch		
Farbe	Zweifarbige Blau		
Größe/ Gesamtlänge gemäß EN 455-2	S, M, L, XL, XXL / Median 295 mm ± 5 mm		
Wanddicke laut Spezifikation	Finger	Handfläche	
Einlagig gemessen	min.	0.15 mm	0.12 mm
	typisch	0.16 mm	0.13 mm
Barriere- eigenschaften gemäß EN 455-1	AQL ≤ 1.0 (übertrifft die Barriereanforderungen der EN 455-1)		
Material	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), frei von Naturkautschuklatex		
Oberfläche	Fingertexturiert		
Handschuhform	Flach mit Rollrand		
Reißkraft gemäß EN 455-2	Median ≥ 13 N		
Haltbarkeits- dauer	3 Jahre in Originalverpackung, wenn gemäß Produktspezifikation gelagert		
Kennzeichnung und Konformität zu Normen	EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 421, ISO 2859-1, ASTM F1671/F1671M		

Verwendungszweck

Medizinprodukt Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukt

Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III
(zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)**
gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Geeignet für den Lebensmittelkontakt gemäß der Verordnung (EG) 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt



Abmessungen & Belademengen

ABMESSUNGEN	Spenderkarton: 245 L x 125 W x 42 H mm Versandkarton: 260 L x 223 W x 255 H mm
BELADEMENGEN	im Spenderkarton S, M, L 50 / XL, XXL 45 Stk. 10 Spenderkartons pro Versandkarton

Artikelnummern

S	50 Stk.	3000016541
M	50 Stk.	3000016542
L	50 Stk.	3000016543
XL	45 Stk.	3000016544
XXL	45 Stk.	3000016545