

S semper
med

velvet



**Samtweich
und federleicht**

*Sempermed ist eine HARPS Global-Marke.**



**Kranken-
haus**



**Dental-
bereich**



**Grundver-
sorgung**



Pflege



**Tier-
medizin**

KONTAKTIEREN SIE UNS!
sempermed@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapur 098632
Tel.: +65 67976560

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13,
1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 9346348





velvet

sempermed® velvet ist ein leichter und weicher Untersuchungs- und Schutzhandschuh. Er überzeugt nicht nur in den aufgeführten Anwendungsbereichen, sondern auch darüber hinaus. Das Produkt ist die perfekte latexfreie Alternative für alle, die einen Handschuh suchen, der optimalen Tragekomfort mit der erforderlichen Reißfestigkeit verbindet. Die weiche Nitril-Formulierung des Handschuhs sorgt dafür, dass er sich wie eine zweite Haut trägt und besonders für Menschen mit empfindlicher Haut geeignet ist.

■ Samtweich

schmiegt sich an wie eine zweite Haut.

■ Ihre tägliche Wahl

für verschiedene Anwendungsbereiche je nach Verwendungszweck geeignet..

■ Schützt Anwender und Patienten vor der Infektionsübertragung

Das Handschuhmaterial ist beständig gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten und schützt vor Bakterien, Pilzen und Viren, einschließlich SARS-CoV-2, Hepatitis B und C sowie HIV.

Technische Daten

Typ	unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch	
Farbe	violettblau	
Größe / Gesamtlänge gemäß EN 455-2	XS, S, M, L, XL / Median ≥ 240 mm	
Wandstärke einlagig gemessen gemäß EN 455-1	Finger min. 0.05 mm typisch 0.09 mm	Handfläche min. 0.05 mm typisch 0.06 mm
Barriere-eigenschaften	AQL ≤ 1.0 (übertrifft die Barriereanforderung der EN 455-1)	
Material	Nitrillatex (NBR) nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt	
Oberfläche	fingertexturiert	
Handschuhform	flach mit Rollrand, beidhändig verwendbar	
Reißkraft gemäß EN 455-2	Median ≥ 6 N	
Haltbarkeits-dauer	5 Jahre in Originalverpackung, wenn gemäß Produktspezifikation gelagert	
Kennzeichnung und Konformität zu Normen	EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671/F1671M	

Verwendungszweck

Medizinprodukt Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte



Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)** gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425



Geeignet für den Lebensmittelkontakt gemäß der Verordnung (EG) 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt



Verpackung

ABMESSUNGEN	100 Stk.	Spenderkarton: 245L x 125B x 42H mm Versandkarton: 260L x 223B x 255H mm
	200 Stk.	Spenderkarton: 245L x 125B x 74H mm Versandkarton: 380L x 258B x 255H mm
BELADEMENGEN	im Spenderkarton XS, S, M, L 100 / XL 90 Stk.	
	im Spenderkarton XS, S, M, L 200 / XL 180 Stk. 10 Spenderkartons pro Versandkarton	

Artikelnummern

XS	100 Stk. 3000015965	200 Stk. 3000015946
S	100 Stk. 3000015966	200 Stk. 3000015947
M	100 Stk. 3000015967	200 Stk. 3000015948
L	100 Stk. 3000015968	200 Stk. 3000015949
XL	90 Stk. 3000015969	180 Stk. 3000015950