

velvet XP



**Optimale Passform,
zusätzlicher Schutz**



**Kranken-
haus**



**Dental-
bereich**



**Grundver-
sorgung**



Pflege



**Tier-
medizin**

*Sempermed ist eine HARPS Gloal-Marke.**

CONTACT US!
sempermed@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
11 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapur 098632
Tel.: +65 67976560

HARPS Europe GmbH
Wiedner Gürtel 9-13,
1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 9346348





velvet XP

Gutes Tastgefühl ist neben Schutz, Tragekomfort und Hautfreundlichkeit das wesentlichste Beurteilungskriterium bei der Wahl des richtigen Untersuchungshandschuhs. Der sempermed® velvet XP kombiniert diese Eigenschaften und ist die bewährte Lösung in vielfältigen Anwendungsgebieten.

■ Strukturierte Fingerkuppen

sichern einen guten Griff, auch im feuchten Umfeld.

■ Der sempermed® velvet XP ist sowohl als Medizinprodukt (Klasse I) als auch als Einweg-Schutzhandschuh (PSA-Kategorie III) gekennzeichnet.

Dadurch kann er in zusätzlichen Anwendungsbereichen wie Labor/Pharma, Professionelle Reinigung und Lebensmittel/Catering verwendet werden.

■ Die violettblaue Farbe

erleichtert die Unterscheidung von Naturlatex Handschuhen und ermöglicht eine leichte Wiedererkennbarkeit.

■ Der Handschuh ist puderfrei und enthält keine Naturlatexproteine.

Technische Daten

Typ	unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch	
Farbe	violettblau	
Größe / Gesamtlänge gemäß EN 455-2	XS, S, M, L, XL / Median ≥ 240 mm	
Wandstärke einlagig gemessen gemäß EN 455-1	Finger min. 0.07 mm typisch 0.10 mm	Handfläche min. 0.06 mm typisch 0.07 mm
Barriere-eigenschaften	AQL ≤ 1.0 (übertrifft die Barriereanforderung der EN 455-1)	
Material	Nitrile-Butadiene-Rubber (NBR) nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt	
Oberfläche	Finger texturiert	
Handschuhform	flach mit Rollrand	
Reißkraft gemäß EN 455-2	typisch ≥ 7 N	
Haltbarkeits-dauer	5 Jahre bei Lagerung in der Originalverpackung gemäß Produktspezifikation	
Kennzeichnung und Konformität zu Normen	EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Type B), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671/F1671M	

Verwendungszweck

Medizinprodukt Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte



Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III
(zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)**
gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/4255



Geeignet für den Lebensmittelkontakt gemäß der Verordnung (EG) 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt



Verpackung

ABMESSUNGEN	100 Stk.	Spenderkarton: 245L x 125B x 42H mm Versandkarton: 260L x 223W x 255H mm
	200 Stk.	Spenderkarton: 245L x 125B x 74H mm Versandkarton: 380L x 258B x 255H mm
BELADEMENGEN	im Spenderkarton XS, S, M, L 100 / XL 90 Stk.	
	im Spenderkarton XS, S, M, L 200 / XL 180 Stk. 10 Spenderkartons pro Versandkarton	

Artikelnummern

XS	100 Stk. 3000015971	200 Stk. 3000015991
S	100 Stk. 3000015972	200 Stk. 3000015992
M	100 Stk. 3000015973	200 Stk. 3000015993
L	100 Stk. 3000015974	200 Stk. 3000015994
XL	90 Stk. 3000015975	180 Stk. 3000015995