

Pourquoi les professionnels font confiance aux gants sempermed

Une gamme complète

En 1920, nos premiers gants en latex ont été produits à Wimpassing, en Autriche. Depuis, nous avons renforcé notre expertise dans la recherche, le développement et la fabrication de gants médicaux de qualité. Plus de 100 ans et de nombreux succès plus tard, nous sommes fiers de proposer une gamme complète de gants d'examen qui répond aux besoins des utilisateurs dans de nombreuses professions différentes. Que ce soit au niveau de la protection, du respect de la peau, du confort ou de l'adhérence, nous avons des produits qui peuvent répondre à vos besoins.



Protection pour toutes applications

Les gants d'examen sempermed sont doublement certifiés, conformément au Règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 ainsi qu'à celui sur les équipements de protection individuelle (UE) 2016/425, afin de garantir la sécurité de l'utilisateur et du patient. Dans ce contexte, nos gants d'examen répondent à toutes les exigences de la norme EN 455 et de plus, ont été testés conformément à la norme ASTM F1671/F1671M, ce qui signifie que le matériau des gants protège contre les bactéries, les champignons et les virus, y compris le SARS-CoV-2, le VIH et l'hépatite B et C.



Gamme sur mesure

La gamme sempermed comprend des gants en latex, en nitrile et en vinyle. Nous recommandons généralement le nitrile, matériau qui protège efficacement contre les infections virales ainsi que divers produits chimiques*. Il offre une grande résistance à la traction, procure un confort similaire à celui du latex tout en étant sans latex. La plus grande partie de notre gamme de gants nitrile est désormais offerte avec un NQA 1.0 pour les micro-trous, plus stricte que le Standard européen.



Pour les peaux sensibles

Nous proposons des solutions qui protègent votre peau des allergies courantes. Les matériaux synthétiques exempts de protéines de latex allergisantes, les méthodes de fabrication respectueuses de la peau, comme notre technologie sans accélérateur ainsi que notre processus de lavage et de finition spécialement mis au point réduisent considérablement le risque d'allergies cutanées.




Profondément attaché au respect du code de bonne conduite

Nous sommes un membre engagé d'amfori BSCI, la principale association commerciale au monde qui promeut un commerce ouvert et durable. En outre, nous faisons partie de la RGA (Responsible Glove Alliance), une initiative de collaboration axée sur la prévention, l'identification et la résolution des conditions qui contribuent au travail forcé dans l'industrie des fournitures médicales.



Résilience de la chaîne d'approvisionnement

Nous assurons un contrôle total sur l'ensemble du processus, de la conception du produit à la livraison au client. En outre, le fait de disposer de plusieurs sites de production permet d'assurer la redondance et de renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.



1920

Premiers gants

Nous produisons nos premiers gants sempermed

Années 1960

Succès international

Les gants sempermed sont portés par des professionnels de santé dans le monde entier.

2009

Une solution éprouvée

En 2009, l'un des gants en nitrile les plus légers de l'époque a été lancé sous la marque sempermed® skin® et a rapidement gagné en popularité auprès des utilisateurs. Aujourd'hui, ce gant fait partie de la famille velvet et porte le nom de sempermed® velvet XP.

2018

Début de notre démarche de développement durable

Réalisation de notre première analyse du cycle de vie (ACV) pour le premier gant d'examen en nitrile sans accélérateurs de vulcanisation.

2020

Un siècle d'expertise dans les gants



2023

Acquisition par HARPS Global

Unir nos forces pour devenir un leader de la prévention et de la protection contre les infections.



2024 / 2025

Déploiement de la nouvelle stratégie de marque

DM1/1 Version 2 09/2026 FR



*Sempermed est une marque déposée de HARPS Investment Asia Pte. Ltd., société affiliée de HARPS Global Pte. Ltd.

**Veuillez noter que la liste de résistance chimique Sempermed est disponible sur : <https://www.harpsglobal.com/chemical-resistance-brands>

REMARQUES IMPORTANTES : Les informations les plus récentes sur les produits sont disponibles sur le site www.harpsglobal.com sous l'onglet « Produits ». Le non-respect de ces informations, notamment en ce qui concerne la résistance (chimique), la fréquence d'utilisation et la tolérance des gants, peut entraîner des dommages corporels et/ou matériels. HARPS Global n'est pas responsable d'une utilisation incorrecte des gants, ni d'un stockage ou d'une manipulation inadéquats. En cas de dommages ou de signes inhabituels d'usure, les gants ne doivent pas être utilisés. En cas de doute, il convient de demander l'avis d'un expert avant toute utilisation. Les informations et la classification sont à jour à la date de publication. Les détails techniques sont des valeurs moyennes issues de la production et peuvent varier selon les cas. Cette clause de non-responsabilité est soumise à des erreurs, des fautes d'impression et des modifications. ATTENTION : Le latex naturel peut provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique. HARPS Global n'est pas responsable des réactions allergiques.

*Copyright 2020 HARPS Global

Étapes



sempermed

Solutions de gants d'examen

Expert en protection des mains depuis 1920

CONTACTEZ-NOUS !
infos.france@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapore 098632
Tel.: +65 67976560

HARPS France SAS
22 rue Pierre Mendès France
77200 Torcy
Tel.: +33 1 60 60 60 60
HARPS GLOBAL

Gamme de gants pour le secteur de la santé

**Hôpital**

**Dentaire**

**Soins courants**

**Soins de longue durée**

**Vétérinaire**

Segments recommandés

NIVEAU DE PROTECTION (en fonction du matériau et de l'épaisseur du gant)		BON	MIEUX	MEILLEUR		
ÉLEVÉ	 latex edition IC 5,9 g XS-XL	 safe 4,7 g S-XL	 safe+ 6,5 g XS-XL			
NORMAL	 skySense +/- 3,2 g XS-XL	 latex comfort 5,0 g XS-XL	 velvet 3,0 g XS-XL	 velvet XP 3,5 g XS-XL	 velvet XP white 3,5 g XS-XL	 green X-free 3,3 g XS-XL
FAIBLE	 vinyl syn-stretch 5,5 g XS-XL	 vinyl comfort 4,8 g XS-XL				

L'indication de poids est le poids de référence pour la taille M. Le poids réel peut varier légèrement et est soumis à des tolérances.

En raison du large éventail d'applications possibles pour les gants d'examen, nous recommandons les produits sempermed suivants dans les segments définis, en fonction des exigences d'utilisation.

En raison du large éventail d'applications possibles pour les gants d'examen, nous recommandons les produits sempermed suivants dans les segments définis, en fonction des exigences d'utilisation.

Gants d'examen en nitrile								Gants d'examen en latex		Gants d'examen en vinyle	
											
Gant plus épais x x								x		x	
Sensibilité tactile x x x x x								x x			
Grand confort d'utilisation x x x x								x x			
Plus grande protection des poignets x											
Convient aux personnes souffrant d'allergies de type I x x x x x x x										x x	
Convient aux personnes souffrant d'allergies de type IV x										x x	

*Selon la liste des produits chimiques figurant sur le site www.harpsglobal.com/chemical-resistance-brands

Sempermed est une marque de HARPS Global.*

Positionnement

Nom commercial

Principales caractéristiques des gants

MEILLEUR	NORMAL					ÉLEVÉ				
										
- le matériau minimise le risque d'allergies de contact - facile à enfiler - sensation de toucher optimale - évaluation de l'impact environnemental	- matière "douce comme du velours" - optimise le toucher	- matière souple pour plus de confort - bonne sensibilité tactile	- la couleur blanche évoque la propreté et l'hygiène - préhension efficace et sécurisée grâce à la texture des doigts - bonne adaptation morphologique	- bonne résistance chimique* - doigts texturés pour une bonne préhension - protège contre les bactéries, les champignons et les virus*	- meilleure protection grâce à une manchette plus longue - doigts texturés pour un grip optimisé	polyvalent, convient à de nombreuses applications selon l'usage prévu	- doigts texturés pour une meilleure adhérence - confort renforcé et toucher de haute précision	- bonne sensibilité tactile - entièrement texturée pour une adhérence optimisée en milieu humide - confort amélioré	- surface lisse - sans danger pour les peaux sensibles : sans latex de caoutchouc naturel ni accélérateur - sans phtalates	- plus élastiques et résistants aux déchirures que les gants en vinyle conventionnels - sans danger pour les peaux sensibles - surface lisse assurant un contact agréable avec le patient

INFORMATIONS DE BASE						INFORMATIONS DE BASE					
Matériau	nitrile	nitrile	nitrile	nitrile	nitrile	nitrile	latex naturel	latex naturel	vinyle	vinyle	
Couleur	vert menthe	bleu violet	bleu violet	blanc	bleu océan	bleu	bleu	blanc cassé	blanc cassé	transparent	jaunâtre
Surface du gant	doigts texturés	doigts texturés	doigts texturés	doigts texturés	doigts texturés	doigts texturés	doigts texturés	entièrement texturé	lisse	lisse	
Finition interne	non poudré	non poudré	non poudré	non poudré	non poudré	non poudré	non poudré	non poudré	non poudré	non poudré	
Longueur conformément à EN 455-2	médiane 240 mm	médiane 240 mm	médiane 240 mm	médiane 240 mm médiane ≥ 265 mm (XP+)	médiane 240 mm	médiane ≥ 295 mm ± 5 mm	médiane 240 mm	médiane 240 mm	médiane 240 mm	médiane 240 mm	médiane 240 mm
Épaisseur du gant mesurée en une seule couche au niveau de la paume	min. 0,06 mm valeur typique 0,07 mm	min. 0,05 mm valeur typique 0,06 mm	min. 0,06 mm valeur typique 0,07 mm	min. 0,06 mm valeur typique 0,07 mm	min. 0,08 mm valeur typique 0,09 mm	min. 0,08 mm valeur typique 0,10 mm	min. 0,05 mm valeur typique 0,06 mm	min. 0,08 mm valeur typique 0,10 mm	min. 0,10 mm valeur typique 0,12 mm	min. 0,07 mm valeur typique 0,08 mm	min. 0,08 mm valeur typique 0,09 mm
Durée de conservation dans leur emballage d'origine s'ils sont stockés conformément aux spécifications du produit	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	3 ans	3 ans	3 ans	5 ans	3 ans
Sans latex naturel	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non	non	oui	oui
Sans accélérateur	oui	non	non	non	non	non	non	non	non	oui	oui

ÉTIQUETAGE											
Standard comme le prévoit selon le règlement DM (UE) 2017/745 selon le règlement EPI (UE) 2016/425	 	CE Classe I CE Catégorie III risque complexe	CE Classe I CE Catégorie III risque complexe	CE Classe I CE Catégorie III risque complexe	CE Classe I CE Catégorie III risque complexe	CE Classe I CE Catégorie III risque complexe	CE Classe I CE Catégorie III risque complexe	CE Classe I CE Catégorie III risque complexe	CE Classe I CE Catégorie III risque complexe	CE Classe I CE Catégorie I risque minimal	CE Classe I CE Catégorie I risque minimal
ASTM		D6319	D6319	D6319	D6319	D6319	D6319	D6319	D3578	D3578	D5250
EN 455 1-4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN ISO 21420		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN ISO 374 1-5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EN 421					✓	✓	✓				
NQA pour les micro-trous Selon EN 455-1 (NQA ≤1.5)		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5
Rég. pour contact alimentaire (CE) 1935/2004		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(pour les aliments non gras)	(pour les aliments non gras)

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE / LOGISTIQUE						INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE / LOGISTIQUE					
Code article		3000 0159 x 100/90 pièces :	3000 0159 x 100/90 pièces :	3000 0159 x 100/90 pièces :	3000 0160 x 200/180 pièces : "x" = 21 pour XS, 22 pour S, 23 pour M, 24 pour L, 25 pour XL		3000 0157 x 100/90 pièces : "x" = 92 pour XS, 93 pour S, 94 pour M, 95 pour L, 96 pour XL	3000 0160 x 100/90 pièces :	3000 0160 x 100/90 pièces :	3000 01621x 100/90 pièces :	3000 01622x 100/90 pièces :
		« x » = 65 pour XS, 66 pour S, 67 pour M, 68 pour L, 69 pour XL	« x » = 71 pour XS, 72 pour S, 73 pour M, 74 pour L, 75 pour XL	« x » = 65 pour XS, 66 pour S, 67 pour M, 68 pour L, 69 pour XL	« x » = 21 pour XS, 22 pour S, 23 pour M, 24 pour L, 25 pour XL		« x » = 96 pour XS, 97 pour M, 98 pour L, 99 pour XL	« x » = 26 pour XS, 27 pour S, 28 pour M, 29 pour L, 30 pour XL	« x » = 36 pour XS, 37 pour S, 38 pour M, 39 pour L, 40 pour XL	« x » = 31 pour XS, 32 pour S, 33 pour M, 34 pour L, 35 pour XL	« x » = 0 pour XS, 1 pour S, 2 pour M, 3 pour L, 4 pour XL
		200/180 pièces : « x » = 56 pour XS, 57 pour S, 58 pour M, 59 pour L, 60 pour XL	200/180 pièces : « x » = 65 pour XS, 66 pour S, 67 pour M, 68 pour L, 69 pour XL	200/180 pièces : « x » = 71 pour XS, 72 pour S, 73 pour M, 74 pour L, 75 pour XL	200/180 pièces : « x » = 65 pour XS, 66 pour S, 67 pour M, 68 pour L, 69 pour XL		200/180 pièces : "x" = 92 pour XS, 93 pour S, 94 pour M, 95 pour L, 96 pour XL	200/180 pièces : "x" = 92 pour XS, 93 pour S, 94 pour M, 95 pour L, 96 pour XL	200/180 pièces : "x" = 92 pour XS, 93 pour S, 94 pour M, 95 pour L, 96 pour XL	200/180 pièces : "x" = 92 pour XS, 93 pour S, 94 pour M, 95 pour L, 96 pour XL	200/180 pièces : "x" = 92 pour XS, 93 pour S, 94 pour M, 95 pour L, 96 pour XL
Tailles disponibles	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL
Gants / boîte distributrice	XS/S/M/L : 200 pièces XL : 180 pièces	XS/S/M/L : 100 ou 200 pièces XL : 90 ou 180 pièces	XS/S/M/L : 100 ou 200 pièces XL : 90 ou 180 pièces	XS/S/M/L : 100 ou 200 pièces XL : 90 ou 180 pièces	S/M/L : 100 pièces XL : 90 pièces	XS/S/M/L : 100 pièces XL : 90 pièces	XS/S/M/L : 200 pièces XL : 180 pièces	XS/S/M/L : 100 pièces XL : 90 pièces	XS/S/M/L : 100 pièces XL : 90 pièces	XS/S/M/L : 100 pièces XL : 90 pièces	XS/S/M/L : 100 pièces XL : 90 pièces
Gants / carton de transport	XS/S/M/L : 2 000 pièces XL : 1 800 pièces	XS/S/M/L : 1 000 ou 2 000 pièces XL : 900 ou 1 800 pièces	XS/S/M/L : 1 000 ou 2 000 pièces XL : 900 ou 1 800 pièces	XS/S/M/L : 1 000 ou 2 000 pièces XL : 1 800 pièces	S/M/L : 1 000 pièces XL : 900 pièces	XS/S/M/L : 1 000 pièces XL : 900 pièces	XS/S/M/L : 2 000 pièces XL : 1 800 pièces	XS/S/M/L : 1 000 pièces XL : 900 pièces	XS/S/M/L : 1 000 pièces XL : 900 pièces	XS/S/M/L : 1 000 pièces XL : 900 pièces	XS/S/M/L : 1 000 pièces XL : 900 pièces