

S

semper

med

green X-free

plus d'informations sur
le produit



Données techniques

Type	gant d'examen non stérile, sans accélérateurs, non poudré, à usage unique	
Couleur	vert	
Tailles / Longueur totale selon EN 455-2	XS, S, M, L, XL / médiane 240 mm	
Épaisseur mesurée en simple épaisseur	Doigt min. 0,08 mm typique 0,09 mm	Paume min. 0,05 mm typique 0,06 mm
Étanchéité	NQA 1.0 (dépassant l'exigence de barrière de la norme EN 455-1)	
Matériau	caoutchouc nitrile-butadiène fabriqué sans latex naturel	
Surface du gant	doigts texturés	
Forme du gant	ambidextre, bord roulé	
Force à la rupture selon EN 455-2	médiane ≥ 6 N	
Péremption dans l'emballage d'origine, si stocké conformément à la spécification du produit	5 ans	
Étiquetage et conformité aux normes	EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Type B), EN ISO 374-2, EN 18523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ISO 16604	

Labellisation

Dispositif médical à usage unique de classe I, conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

Gant de protection à usage unique – EPI catégorie III (protection contre les substances chimiques pendant une durée limitée)** , conformément au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI

Apte au contact alimentaire conformément au Règlement (CE) n° 1935/2004 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires



Conditionnement

Dimensions

Boîte distributrice : 245 L x 125 l x 74 H mm
Carton : 380 L x 258 l x 255 H mm

Références articles

XS	200 pièces :	3000016156
S	200 pièces :	3000016157
M	200 pièces :	3000016158
L	200 pièces :	3000016159
XL	180 pièces :	3000016160

Sempermed est une marque de HARPS Global.*

DM1/20 Version 2 09/2026 FR

*Sempermed est une marque déposée de HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
**Veuillez noter que la liste de résistance chimique Sempermed est disponible sur : <https://www.harpsglobal.com/chemical-resistance-brands>
REMARQUES IMPORTANTES : Les informations produits les plus récentes sont disponibles sur www.harpsglobal.com dans l'onglet « Produits ». Le non-respect de ces informations, notamment en ce qui concerne la résistance (chimique), la fréquence d'utilisation et la tolérance des gants, peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. HARPS Global ne saurait être tenue responsable d'une utilisation incorrecte des gants, ni d'un stockage ou d'une manipulation inappropriés. En cas de dommage ou de signes inhabituels d'usure, les gants ne doivent pas être utilisés. En cas de doute, il convient de demander l'avis d'un expert avant utilisation. Les informations et la classification sont à jour à la date de publication. Lorsque des caractéristiques techniques typiques sont indiquées, il s'agit de valeurs de production spécifiques au lot, susceptibles de varier selon les cas. Des rapports d'essai sont disponibles sur demande. Le présent avertissement est susceptible de comporter des erreurs, des fautes d'impression et des modifications. *Copyright 2026 HARPS Global

semper med

green X-free

GANT SANS ACCÉLÉRATEURS



Pensé pour la peau.
Conçu avec le souci des ressources.



Hôpital



Dentaire



Soins courants



Soins de longue durée



Vétérinaire



Laboratoire & Pharmacie



Contact alimentaire



Hygiène

CONTACTEZ-NOUS!
harps.france@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue
#14-07 Keppel Bay Tower Singapore 098632
Tél.: +65 67976560

HARPS France SAS
22 rue Pierre Mendès France
77200 Torcy, France
Tél. : +33 (0)1 89 70 86 80



green X-free

sempermed® green X-free est un gant d'examen en nitrile conçu en tenant compte à la fois du respect de la peau et de la responsabilité environnementale. Conçu avec une formulation avancée en nitrile, il représente une étape importante dans notre engagement à offrir la meilleure solution pour protéger la peau du personnel soignant, tout en nous améliorant continuellement grâce à une optimisation basée sur l'ACV.

Avantages du produit



Formule sans accélérateurs pour les peaux sensibles

Les gants sempermed® green X-free sont fabriqués sans ajout d'accélérateurs de caoutchouc ni de soufre. Cela réduit le risque d'irritation cutanée et de réactions allergiques, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes présentant une allergie au latex de type I et une hypersensibilité de type IV. Les gants sempermed® green X-free présentent des résidus chimiques minimaux, garantissant la sécurité des utilisateurs sensibles.



Excellente préhension et dextérité

Malgré leur légèreté, les gants d'examen sempermed® green X-free offrent une bonne durabilité et une prise en main sûre. Grâce à la texture au niveau des doigts, ils assurent un toucher et une sensibilité optimaux.



Niveau NQA

Avec un NQA de 1,0 pour les micro-perforations, ils offrent une barrière de protection fiable sans compromettre la sensibilité tactile.



Facilité d'utilisation

Le traitement de la surface interne sans silicone permet un enfilage rapide et facile ainsi que des changements de gants aisés, garantissant une utilisation fluide même dans des environnements à rythme soutenu.

Engagement en faveur de la durabilité

Analyse du Cycle de Vie (ACV)

Grâce à une Analyse du Cycle de Vie (ACV) réalisée conformément aux normes ISO 14040 et ISO 14044, nous avons identifié les étapes de notre processus de fabrication qui contribuent le plus aux impacts environnementaux. Ces résultats nous permettent de repérer des possibilités d'optimisation des procédés et de soutenir nos efforts continus pour améliorer nos performances environnementales, tout en préservant la résistance, la durabilité et la qualité du gant.

Notre gant sempermed® green X-free ne se distingue pas seulement par ses performances. Il s'inscrit aussi dans une démarche d'évaluation et de maîtrise de ses impacts environnementaux. Une analyse du cycle de vie (ACV), réalisée selon les normes ISO 14040 et ISO 14044, a permis d'évaluer ces impacts à chaque étape du processus de production.

Fabrication responsable

Nos gants sont fabriqués à partir d'une formulation avancée de nitrile sans soufre ni accélérateurs de vulcanisation. Cette formulation permet de simplifier le processus de fabrication et de réduire l'utilisation de produits chimiques, tout en préservant la résistance et la durabilité des gants.

Utilisation raisonnée des ressources

La conception à la fois fine et résistante du gant sempermed® green X-free réduit l'utilisation de matières premières sans compromettre ses performances de protection.

Fabrication éthique

Fabriqués dans notre usine en Malaisie, entièrement détenue par le groupe, les gants sempermed® green X-free font l'objet d'audits réguliers de responsabilité sociale réalisés par des organismes tiers indépendants. Ces audits contribuent à vérifier le respect de pratiques de travail équitables et des normes sociales.

