



latex comfort



LATEX ALL-ROUNDER

Sempermed ist eine HARPS Global-Marke.*



Kranken-
haus



Zahn-
medizin



Primär
versorgung



Pflege



Tiermedizin

KONTAKTIEREN SIE UNS!
sempermed@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapore 098632
Tel.: +65 67976560

HARPS Europe GmbH
Wiedner Gürtel 9-13,
1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 9346348





latex comfort

sempermed® latex comfort wurde als zuverlässiger Latexhandschuh für den Einsatz im medizinischen Bereich entwickelt. Die texturierten Fingerspitzen unterstützen ein gutes Tastempfinden und machen den Handschuh geeignet für routinemäßige medizinische Anwendungen.

■ Texturierte Fingerspitzen

Für sicheren Halt bei nassen und trockenen Bedingungen.

■ Hoher Tragekomfort

Das elastische Latexmaterial passt sich der Handform an und unterstützt einen angenehmen Tragekomfort.

■ Schützt Anwender und Patienten vor der Übertragung von Infektionserregern

Das Handschuhmaterial bildet eine Barriere gegenüber Blut und anderen Körperflüssigkeiten sowie gegenüber Bakterien, Pilzen und Viren, einschließlich SARS-CoV-2, Hepatitis B und C sowie HIV.

Technische Daten

Typ	Unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch	
Farbe	Naturweiß	
Größe/ Gesamtlänge gemäß EN 455-2	XS, S, M, L, XL / Median ≥ 240 mm	
Wanddicke laut Spezifikation Einlagig gemessen	Finger min. 0.09 mm typisch 0.11 mm	Handfläche min. 0.08 mm typisch 0.10 mm
Barriere- eigenschaften gemäß EN 455-1	AQL ≤ 1.5	
Material	Naturlatex (NR)	
Oberfläche	Fingertexturiert	
Handschuhform	Flach mit Rollrand, beidhändig verwendbar	
Reißkraft gemäß EN 455-2	Median ≥ 6 N	
Haltbarkeits- dauer	3 Jahre in Originalverpackung, wenn gemäß Produktspezifikation gelagert	
Kennzeichnung und Konformität zu Normen	EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 15223-1, ISO 2859-1, ASTM D3578 (mit Ausnahme der Spannung bei 500 % Dehnung), ASTM F1671/F1671M1M	

Verwendungszweck

Medizinprodukt Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)* gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Geeignet für den Lebensmittelkontakt gemäß der Verordnung (EG) 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt



Abmessungen & Belademengen

ABMESSUNGEN	Spenderkarton: 240L x 122B x 65H mm Versandkarton: 340L x 252B x 250H mm
BELADEMENGEN	im Spenderkarton XS, S, M, L 100 / XL 90 Stk. 10 Spenderkartons pro Versandkarton

Artikelnummern

XS	100 Stk. 3000016036
S	100 Stk. 3000016037
M	100 Stk. 3000016038
L	100 Stk. 3000016039
XL	90 Stk. 3000016040