

velvet XP white



**Komfort und Hygiene für den
medizinischen Alltag**



**Kranken-
haus**



**Zahn-
medizin**



**Primär-
versorgung**



Pflege



**Tier-
medizin**

*Sempermed ist eine HARPS Global-Marke.**

KONTAKTIEREN SIE UNS!
sempermed@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapur 098632
Tel.: +65 67976560

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13,
1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 9346348





velvet XP white

Der sempermed® velvet XP white ist ein puderfreier Nitril-Untersuchungshandschuh, der für zuverlässigen Barrierschutz und präzise Handhabung im klinischen Umfeld entwickelt wurde. Der Handschuh kombiniert eine komfortable Passform mit zuverlässigem Tastgefühl und einem sauberen, weißen Erscheinungsbild für den professionellen Einsatz. Eine zusätzliche Variante mit verlängerter Stulpe (velvet XP+ white) bietet eine größere Abdeckung für Situationen, die einen erhöhten Spritzschutz erfordern.

■ Weiße Farbe

Für ein professionelles und hygienisches Erscheinungsbild.

■ Texturierte Fingerspitzen

Bieten jederzeit sicheren Halt, selbst bei feuchten Bedingungen.

■ Elastische Nitrilformulierung

Für eine komfortable Passform und taktile Sensibilität.

■ Option mit verlängerter Stulpe (velvet XP+ white)

Für mehr Abdeckung und zusätzlichen Spritzschutz.

Technische Daten

Typ	unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch	
Farbe	weiß	
Größe / Gesamtlänge gemäß EN 455-2	XS, S, M, L, XL	Standard: Median ≥ 240 mm velvet XP+ white: Median ≥ 265 mm
Wandstärke einlagig gemessen gemäß EN 455-1	Finger min. 0.07 mm typisch 0.10 mm	Handfläche min. 0.06 mm typisch 0.07 mm
Barriere-eigenschaften	AQL ≤ 1.0 (übertrifft die Barriereanforderung der EN 455-1)	
Material	Nitrillatex (NBR) nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt	
Oberfläche	Finger texturiert	
Handschuhform	flach mit Rollrand	
Reißkraft gemäß EN 455-2	Median ≥ 6 N	
Haltbarkeits-dauer	5 Jahre in Originalverpackung, wenn gemäß Produktspezifikation gelagert	
Kennzeichnung und Konformität zu Normen	EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671/F1671M	

Zweckbestimmung

Medizinprodukt Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III
(zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)**
gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Geeignet für den Lebensmittelkontakt gemäß der Verordnung (EG) 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt



Abmessungen & Belademengen

ABMESSUNGEN	150	Spenderkarton: 240L x 122B x 65H mm Versandkarton: 340L x 252B x 250H mm
	200	Spenderkarton: 245L x 125B x 74H mm Versandkarton: 380L x 258B x 255H mm
BELADEMENGEN	im Spenderkarton XS, S, M, L 150 / XL 135 Stk.	
	im Spenderkarton XS, S, M, L 200 / XL 180 Stk. 10 Spenderkartons pro Versandkarton	

Artikelnummern

	velvet XP white	velvet XP+ white
XS	200Stk. 3000016021	150Stk. 3000016532
S	200Stk. 3000016022	150Stk. 3000016533
M	200Stk. 3000016023	150Stk. 3000016534
L	200Stk. 3000016024	150Stk. 3000016535
XL	180Stk. 3000016025	135Stk. 3000016536