

S semper
med

skySense



Nitril-Untersuchungshandschuhe für den täglichen Einsatz

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2022/1031 über das Internationale Beschaffungsinstrument (IPI) können skySense Produkte unter derselben Artikelnummer sowohl aus Malaysia als auch aus China bezogen werden.



Kranken-
haus



Dental-
bereich



Primär-
versorgung



Pflege



Tiermedizin

Sempermed ist eine HARPS Global-Marke.*

KONTAKTIEREN SIE UNS!
sempermed@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapur 098632
Tel.: +65 67976560

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13,
1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 9346348

Die Untersuchungshandschuhe der sempermed® skySense Reihe bieten eine komfortable und zugleich widerstandsfähige Lösung für vielfältige Anwendungen. Die leichten Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus Nitrillatex sind in drei Farben erhältlich: Blau, Violettblau und Weiß. Die Handschuhe sind nicht nur robust, sondern ermöglichen präzises Arbeiten bei hohem Tragecomfort. Sie vereinen Funktionalität und Komfort mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

- **Ihre tägliche Wahl:** geeignet für eine Vielzahl medizinischer Anwendungen, bei denen Schutz erforderlich ist.

- **Geprüft auf Schutz gegenüber Zytostatika.****

- **Schützt Anwender und Patienten vor der Übertragung von Infektionserregern.**

Entwickelt, um eine zuverlässige Barriere gegenüber Mikroorganismen wie Bakterien und Viren zu bilden und so das Risiko von Kreuzkontaminationen im klinischen Umfeld zu reduzieren.

Technische Daten

Typ	unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch
Farbe	Blau / Violettblau / Weiß
Größe/ Gesamtlänge gemäß EN 455-2	XS, S, M, L, XL / Median 240 mm
Barriere- eigenschaften gemäß EN 455-1	AQL 1.5
Material	Nitrillatex (NBR)
Oberfläche	Finger texturiert
Handschuhform	flach mit Rollrand
Reißkraft gemäß EN 455-2	median ≥ 6 N
Haltbarkeitsdauer bei Lagerung in der Originalverpackung gemäß Produktspezifikation	3 Jahre
Kennzeichnung und Konformität zu Normen	EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671/F1671M

Zweck

Medizinprodukt Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)** gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Geeignet für den Lebensmittelkontakt gemäß der Verordnung (EG) 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt



Verpackung

erhältlich in 100 und 200 Stück pro Spenderkarton
im Spenderkarton XS, S, M, L 100 / XL 90 Stück
im Spenderkarton XS, S, M, L 200 / XL 180 Stück
10 Spenderkartons pro Versandkarton

Abmessungen & Belademengen

ABMESSUNGEN		
100 Stk.	Spenderkarton	245L x 125B x 42H mm
	Versandkarton	260L x 223B x 255H mm
200 Stk.	Spenderkarton	245L x 125B x 74H mm
	Versandkarton	380L x 258B x 255H mm
BELADEMENGEN		
100/200 Stk.	20ft	2,033 / 1,187 Kartons
	40ft	4,175 / 2,483 Kartons
	40ft HC	4,639 / 2,760 Kartons

DM1/17 Version 3 08/2026 DE

Artikel Nummern	skySense	skySense VB	skySense white
XS 100Stk. 3000016142	200Stk. 3000015792	100Stk. 3000016463	200Stk. 3000015800
S 100Stk. 3000016143	200Stk. 3000015793	100Stk. 3000016464	200Stk. 3000015821
M 100Stk. 3000016144	200Stk. 3000015794	100Stk. 3000016465	200Stk. 3000015822
L 100Stk. 3000016145	200Stk. 3000015795	100Stk. 3000016466	200Stk. 3000015823
XL 90Stk. 3000016146	180Stk. 3000015796	90Stk. 3000016467	180Stk. 3000015824
			200Stk. 3000016489
			200Stk. 3000016490
			200Stk. 3000016491
			200Stk. 3000016492
			180Stk. 3000016493

*Sempermed ist eine eingetragene Marke von HARPS Investment Asia Pte. Ltd., einer Tochtergesellschaft von HARPS Global Pte. Ltd.

**Gemäß Chemikalienbeständigkeitsliste (www.harpsglobal.com/chemical-resistance-brands)

WICHTIGE HINWEISE: Die jeweils neuesten Produktinformationen finden Sie auf www.harpsglobal.com unter «Produkte». Jegliche Nichtbeachtung dieser Information, insbesondere zu (Chemikalien-)Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. HARPS Global haftet weder für unsachgemäßen Gebrauch der Handschuhe noch für unsachgemäße Lagerung und Handhabung. Bei Beschädigungen oder ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen dürfen die Handschuhe nicht verwendet werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall vor der Anwendung an einen Experten. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen und Einstufungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die technischen Daten sind Durchschnittswerte aus der Produktion und können im Einzelfall abweichen. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.

©Copyright 2026 HARPS Global