

S semper
med

safe



**Wenn Sicherheit an erster
Stelle steht**



**Kranken-
haus**



**Dental-
bereich**



**Grundver-
sorgung**



Pflege



**Tier-
medizin**

*Sempermed ist eine HARPS Gloal-Marke.**

KONTAKTIEREN SIE UNS!
sempermed@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapur 098632
Tel.: +65 67976560

HARPS Europe GmbH
Wiedner Gürtel 9-13,
1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 9346348





safe

Fühlen Sie sich sicher mit den starken Nitrilhandschuhen aus dem Portfolio der Untersuchungshandschuhe von Sempermed. Der aus Nitril hergestellte sempermed® safe bietet im Vergleich zu Handschuhen aus Naturkautschuk mit der gleichen Dicke eine höhere Durchstichfestigkeit und eine länger anhaltende chemische Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Industriechemikalien.**

■ Strukturierte Fingerkuppen

sichern einen guten Griff, auch im feuchten Umfeld.

■ Die höhere Durchstichfestigkeit und die bessere Chemikalienbeständigkeit** von Nitril

(bei gleicher Wanddicke wie Naturlatex) bieten dem Anwender Schutz und ein sicheres Gefühl.

■ Das starke und strapazierfähige Nitrilmaterial

macht den Handschuh für viele verschiedene Anwendungen geeignet.

■ Reißkraft** liegt deutlich über den in der Norm festgelegten Mindestwerten und ermöglicht dadurch dem Anwender ein besonderes Schutzgefühl.

Technische Daten

Typ	unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch	
Farbe	ozeanblau	
Größe / Gesamtlänge gemäß EN 455-2	S, M, L, XL	/ Median ≥ 240 mm
Wandstärke einlagig gemessen gemäß EN 455-1	Finger min. 0.10 mm typisch 0.13 mm	Handfläche min. 0.08 mm typisch 0.09 mm
Barriere-eigenschaften	AQL ≤ 1.0 (übertrifft die Barriereanforderung der EN 455-1)	
Material	Nitrile-Butadiene-Rubber (NBR) nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt	
Oberfläche	Finger texturiert	
Handschuhform	flach mit Rollrand	
Reißkraft gemäß EN 455-2	typisch ≥ 9 N	
Haltbarkeits-dauer	5 Jahre bei Lagerung in der Originalverpackung gemäß Produktspezifikation	
Kennzeichnung und Konformität zu Normen	EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 421, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671/F1671M	

Verwendungszweck

Medizinprodukt Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte



Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III
(zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)**
gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/4255



Geeignet für den Lebensmittelkontakt gemäß der Verordnung (EG) 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt



Verpackung

ABMESSUNGEN	Spenderkarton: 245L x 123B x 54H mm Versandkarton: 280L x 254B x 255H mm
BELADEMENGEN	im Spenderkarton XS, S, M, L 100 / XL 90 Stk. 10 Spenderkartons pro Versandkarton

Artikelnummern

S	100 Stk. 3000015996
M	100 Stk. 3000015997
L	100 Stk. 3000015998
XL	90 Stk. 3000015999