

safe+



Sicherheit mit zusätzlicher Länge

*Sempermed ist eine HARPS Global-Marke.**



**Kranken-
haus**



**Grundver-
sorgung**



**Tier-
medizin**

CONTACT US!
sempermed@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapur 098632
Tel.: +65 67976560

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13,
1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 9346348





safe+

Der sempermed® safe+ bietet durch seine längere Stulpe ein Plus an Sicherheit und ist speziell für kritische Anwendungen geeignet, die einen höheren Barrierschutz erfordern. Seine Extralänge macht ihn besonders im Umgang mit Risikopatienten und hautschädlichen Substanzen** zum Handschuh erster Wahl.

■ Verbesserte Sicherheit

zusätzlicher Spritzschutz durch extralangen Rollrand.

■ Chemikalienbeständigkeit

Barrierschutz gegen bestimmte Flüssigkeiten und Chemikalien**.

■ Arbeiten Sie mit Zuversicht

Fingertexturierung und gute Haptik.

■ Geeignet für empfindliche Haut

Nitrilmaterial hilft Typ-1-Allergien vorzubeugen.

Technische Daten

Typ	unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch	
Farbe	blau	
Größe / Gesamtlänge gemäß EN 455-2	XS, S, M, L, XL / Median $\geq 295 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$	
Wandstärke einlagig gemessen gemäß EN 455-1	Finger min. 0.12 mm typisch 0.14 mm	Handfläche min. 0.08 mm typisch 0.09 mm
Barriere-eigenschaften	AQL ≤ 1.0 (übertrifft die Barriereanforderung der EN 455-1)	
Material	Nitrillatex (NBR) nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt	
Oberfläche	Finger texturiert	
Handschuhform	Flach mit Rollrand	
Reißkraft gemäß EN 455-2	Median $\geq 10 \text{ N}$	
Haltbarkeits-dauer	5 Jahre in Originalverpackung, wenn gemäß Produktspezifikation gelagert	
Kennzeichnung und Konformität zu Normen	EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671/F1671M	

Zweckbestimmung

Medizinprodukt Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte



Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III
(zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)**
gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425



Geeignet für den Lebensmittelkontakt gemäß der Verordnung (EG) 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt



Abmessungen & Belademengen

ABMESSUNGEN	Spenderkarton: 280L x 125B x 60H mm Versandkarton: 310L x 260B x 90H mm
BELADEMENGEN	im Spenderkarton XS, S, M, L 100 / XL 90 Stk. 10 Spenderkartons pro Versandkarton

Artikelnummern

XS	100 Stk. 3000016026
S	100 Stk. 3000016027
M	100 Stk. 3000016028
L	100 Stk. 3000016029
XL	90 Stk. 3000016030