

vinyl syn-stretch



Der smarte Stretch



**Kranken-
haus**



**Persönlicher
Schutz**



**Professionelle
Reinigung**

*Sempermed ist eine HARPS Gloal-Marke.**

CONTACT US!
sempermed@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapur 098632
Tel.: +65 67976560

HARPS Europe GmbH
Wiedner Gürtel 9-13,
1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 9346348





vinyl syn-stretch

Sempermed® vinyl syn-stretch-Handschuhe wurden für Anwender entwickelt, die im Vergleich zu herkömmlichen Vinylhandschuhen mehr Komfort und Flexibilität suchen. Mit verbesserter Elastizität und Reißfestigkeit bieten diese Einweg-Handschuhe ein weiches Tragegefühl und eine komfortable Passform. Sie eignen sich für kurzzeitige Anwendungen mit geringer mechanischer Beanspruchung – etwa im Gesundheitswesen, bei Reinigungstätigkeiten oder in allgemeinen Arbeitsbereichen.

■ Doppelt zertifiziert

Geeignet für den medizinischen Einsatz sowie als persönliche Schutzausrüstung für geringfügige Risiken. Unterstützt die Infektionsprävention und Hygieneeinhaltung in professionellen Arbeitsbereichen

■ Hautfreundlich

Hergestellt ohne den Einsatz von Naturkautschuklatex, chemischen Beschleunigern und Phthalaten. Dadurch geeignet für empfindliche Haut sowie für Anwender mit Typ-I- und Typ-IV-Sensibilisierungen.

■ Optimierte Elastizität

Verbesserte Elastizität und Reißfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Vinylhandschuhen unterstützen eine flexiblere Passform und eine zuverlässige Handhabung bei kurzzeitigen Anwendungen mit geringer Belastung.

■ Tragekomfort

Die glatte Oberfläche des Handschuhs sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, während die synthetische Innenbeschichtung ein schnelles und einfaches Anziehen ermöglicht.

Technische Daten

Typ	unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch		
Farbe	gelb		
Größe / Gesamtlänge gemäß EN 455-2	XS, S, M, L, XL	/	Median ≥ 240 mm
Wandstärke einlagig gemessen gemäß EN 455-1	Finger min. 0.06 mm typisch 0.09 mm	Handfläche min. 0.08 mm typisch 0.08 mm	
Barriere-eigenschaften gemäß EN 455-1	AQL ≤ 1.5		
Material	Vinyl nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt		
Oberfläche	glatt		
Handschuhform	flach mit Rollrand		
Reißkraft gemäß EN 455-2	Median ≥ 4.4 N		
Haltbarkeits-dauer	5 Jahre bei Lagerung in der Originalverpackung gemäß Produktspezifikation		
Kennzeichnung und Konformität zu Normen	EN ISO 21420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM F1671		

Verwendungszweck

Medizinprodukt Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte



Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie I (Schutz gegen minimale Risiken)**
gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/4255



Geeignet für den Lebensmittelkontakt gemäß der Verordnung (EG) 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt



Verpackung

ABMESSUNGEN	Spenderkarton: 220L x 125B x 68H mm Versandkarton: 355L x 256B x 230H mm
BELADEMENGEN	im Spenderkarton XS, S, M, L 100 / XL 90 Stk. 10 Spenderkartons pro Versandkarton

Artikelnummern

XS	100 Stk. 3000016220
S	100 Stk. 3000016221
M	100 Stk. 3000016222
L	100 Stk. 3000016223
XL	90 Stk. 3000016224

Bitte beachten Sie die für Ihre Region gültige Produktdokumentation.

PEOPLE, PROTECTING PEOPLE

DM1/24 Version 1 09/2026 DE

*Sempermed ist eine eingetragene Marke von HARPS Investment Asia Pte. Ltd., einer Tochtergesellschaft von HARPS Global Pte. Ltd.

**Gemäß Chemikalienbeständigkeitsliste: <https://www.harpsglobal.com/chemical-resistance-brands>

WICHTIGE HINWEISE: Die jeweils neuesten Produktinformationen finden Sie auf www.harpsglobal.com unter «Produkte». Jegliche Nichtbeachtung dieser Information, insbesondere zu (Chemikalien-)Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. **HARPS Global haftet weder für unsachgemäßen Gebrauch der Handschuhe noch für unsachgemäße Lagerung und Handhabung. Bei Beschädigungen oder ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen dürfen die Handschuhe nicht verwendet werden.** Wenden Sie sich im Zweifelsfall vor der Anwendung an einen Experten. Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Die technischen Daten sind Durchschnittswerte aus der Produktion und können im Einzelfall abweichen. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten. ©Copyright 2026 HARPS Global