



latex force



**Wenn Flexibilität
auf Kraft trifft**



**Persönlicher
Schutz**



**Labor &
Pharma**



**Dental-
bereich**



**Professionelle
Reinigung**



**Kranken-
haus**

*Sempermed ist eine HARPS Global-Marke.**

KONTAKTIEREN SIE UNS!
sempermed@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapore 098632
Tel.: +65 67976560

HARPS Europe GmbH
Wiedner Gürtel 9-13,
1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 9346348





latex force

Der semperguard® latex force ist ein vielseitiger Untersuchungshandschuh aus Naturlatex, der für anspruchsvolle Aufgaben in medizinischen, Labor- und industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Die texturierte Oberfläche sorgt für einen sicheren Griff, während die glatte Polymer-Innenbeschichtung ein einfaches Anziehen und hohen Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag hinweg ermöglicht. Das elastische Latexmaterial passt sich der Hand auf natürliche Weise an und gewährleistet eine sichere Passform sowie zuverlässige Leistung bei Anwendungen, die sowohl Präzision als auch Robustheit erfordern.

■ Erhöhte Strapazierfähigkeit für anspruchsvolle Aufgaben

Die zusätzliche Wandstärke vermittelt ein erhöhtes Sicherheitsgefühl und unterstützt einen längeren Einsatz.

■ Robustes und zugleich flexibles Latexmaterial

Hohe Reißfestigkeit kombiniert mit Elastizität für eine sichere und anpassungsfähige Passform.

■ Einfaches Anziehen und hoher Tragekomfort

Die Polymer-Innenbeschichtung ermöglicht reibungsloses Anziehen und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

■ Doppelt zertifiziert für den medizinischen Einsatz und als Schutzhandschuh

Geeignet für Anwendungen, die sowohl die Anforderungen an ein Medizinprodukt als auch an persönliche Schutzausrüstung (PSA) erfüllen.

Technische Daten

Typ	Unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch	
Farbe	Naturweiß	
Größe/ Gesamtlänge gemäß EN 455-2	XS, S, M, L, XL / Median ≥ 240 mm	
Wanddicke laut Spezifikation Einlagig gemessen	Finger min. 0.11 mm typisch 0.16 mm	Handfläche min. 0.10 mm typisch 0.12 mm
Barriere- eigenschaften gemäß EN 455-1	AQL ≤ 1.5	
Material	Naturlatex (NR)	
Oberfläche	Volltexturiert	
Handschuhform	Flach mit Rollrand, beidhändig verwendbar	
Reißkraft gemäß EN 455-2	Median ≥ 7 N	
Haltbarkeits- dauer	3 Jahre in Originalverpackung, wenn gemäß Produktspezifikation gelagert	
Kennzeichnung und Konformität zu Normen	EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Typ C), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D3578 (mit Ausnahme der Spannung bei 500 % Dehnung), ASTM F1671/F1671M	

Verwendungszweck

Medizinprodukt Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)* gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Geeignet für den Lebensmittelkontakt gemäß der Verordnung (EG) 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt



Abmessungen & Belademengen

ABMESSUNGEN	Spenderkarton: 240L x 122B x 65H mm Versandkarton: 340L x 252B x 250H mm
BELADEMENGEN	im Spenderkarton XS, S, M, L 100 / XL 90 Stk. 10 Spenderkartons pro Versandkarton

Artikelnummern

XS	100 Stk. 3000016171
S	100 Stk. 3000016172
M	100 Stk. 3000016173
L	100 Stk. 3000016174
XL	90 Stk. 3000016175

Bitte beachten Sie die für Ihre Region geltende Produktdokumentation.

PEOPLE, PROTECTING PEOPLE

DM2/9 Version 2 08/2026 DE

*Semperguard ist eine eingetragene Marke von HARPS Investment Asia Pte. Ltd., einer Tochtergesellschaft von HARPS Global Pte. Ltd.

**Gemäß Chemikalienbeständigkeitsliste (www.harpsglobal.com/chemical-resistance-brands)

WICHTIGE HINWEISE: Die jeweils neuesten Produktinformationen finden Sie auf www.harpsglobal.com unter «Produkte». Jegliche Nichtbeachtung dieser Information, insbesondere zu (Chemikalien-)Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. **HARPS Global haftet weder für unsachgemäßen Gebrauch der Handschuhe noch für unsachgemäße Lagerung und Handhabung. Bei Beschädigungen oder ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen dürfen die Handschuhe nicht verwendet werden.** Wenden Sie sich im Zweifelsfall vor der Anwendung an einen Experten. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen und Einstufungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die technischen Daten sind Durchschnittswerte aus der Produktion und können im Einzelfall abweichen. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.

ACHTUNG: Naturlatex kann allergische Reaktionen einschliesslich anaphylaktischer Schocks auslösen. HARPS Global übernimmt keine Haftung für allergische Reaktionen. ©Copyright 2026 HARPS Global