

S semper
guard

Xpert



Zuverlässiger Schutz bei anspruchsvollen Tätigkeiten



**Persönlicher
Schutz**



**Labor &
Pharma**



**Lebensmittel
Catering**



**Automobil-
industrie**



**Notfall-
medizin**

*Semperguard ist eine HARPS Global-Marke.**

KONTAKTIEREN SIE UNS!
sempermed@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapore 098632
Tel.: +65 67976560

HARPS Europe GmbH
Wiedner Gürtel 9-13,
1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 9346348





Xpert

Semperguard® Xpert Nitril-Untersuchungs- und Einmal-Schutzhandschuhe sind eine vielseitige und zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Tätigkeiten, bei denen Sicherheit für den Anwender an erster Stelle steht. Diese Handschuhe verfügen über eine erhöhte Materialstärke und eine volltexturierte Oberfläche, um einen zusätzlichen Schutz sowie eine verbesserte Präzision zu gewährleisten. Sie eignen sich für ein breites Spektrum an Anwendungen in kontrollierten und industriellen Umgebungen, einschließlich Laboren und Fertigungsbereichen, und erfüllen dabei die geltenden Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.

■ Vollständig texturierte Oberfläche

Entwickelt zur Unterstützung von Fingerfertigkeit und Greifvermögen in nassen und trockenen Umgebungen.

■ Hoher Schutz- und Barrieregrad

Entwickelt, um ein hohes Schutzniveau und eine zuverlässige Barriere gegenüber Kontaminationen, Bakterien und Viren zu bieten und so das Risiko von Kreuzkontaminationen und Infektionen im klinischen Umfeld zu reduzieren.

■ Schutzhandschuhe für Chemikalien, Öle, Fette und gefährliche Substanzen

Für präzises Arbeiten entwickelt, z. B. in der Automobilindustrie, und gewährleistet zuverlässige Kontrolle selbst bei Kontakt mit Ölen und Flüssigkeiten.

■ Bietet guten Chemikalienschutz

Unterstützt durch eine erweiterte Beständigkeitsliste gegenüber Chemikalien und zytostatischen Arzneimitteln für eine Vielzahl an Substanzen**.

Technische Daten

Typ	Unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch	
Farbe	Grünblau	
Größe/ Gesamtlänge gemäß EN 455-2	S, M, L, XL, XXL / Median ≥ 240 mm	
Wanddicke laut Spezifikation Einlagig gemessen	Finger min. 0.15 mm typisch 0.16 mm	Handfläche min. 0.11 mm typisch 0.12 mm
Barriere- eigenschaften gemäß EN 455-1	AQL ≤ 1.0 (übertrifft die Barriereanforderungen der EN 455-1)	
Material	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), frei von Naturkautschuklatex	
Oberfläche	Volltexturiert	
Handschuhform	Flach mit Rollrand, beidhändig verwendbar	
Reißkraft gemäß EN 455-2	Median ≥ 12 N	
Haltbarkeits- dauer	5 Jahre in Originalverpackung, wenn gemäß Produktspezifikation gelagert	
Kennzeichnung und Konformität zu Normen	EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671/F1671M	

Verwendungszweck

Medizinprodukt Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte



Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)** gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425



Geeignet für den Lebensmittelkontakt gemäß der Verordnung (EG) 1935/2004 über Materialien mit Lebensmittelkontakt



Abmessungen & Belademengen

ABMESSUNGEN	Spenderkarton: 245L x 125B x 74H mm Versandkarton: 380L x 258B x 255H mm
BELADEMENGEN	im Spenderkarton XS, S, M, L 100 / XL 90 Stk. 10 Spenderkartons pro Versandkarton

Artikelnummern

S	100 Stk	3000016078
M	100 Stk	3000016079
L	100 Stk	3000016080
XL	90 Stk	3000016081
XXL	90 Stk	3000016082