

Semper
guard

iconix



Une protection visible contre les risques invisibles



**Sécurité
et protection**



**Laboratoires
et pharmacies**



**Soins
courants**



Médical

*Semperguard est une marque de HARPS Global.**

CONTACTEZ-NOUS!
harps.france@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapour 098632
Tél.: +65 67976560

HARPS France SAS
22 rue Pierre Mendès France
77200 Torcy, France
Tél.: +33 (0)1 89 70 86 80





iconiX

Les gants semperguard® iconiX allient protection et fonctionnalité. Ils ont été testés avec 56 médicaments de chimiothérapie et autres médicaments dangereux. Leur surface extérieure bleu clair permet d'écrire de courtes notes directement sur le gant, pour faciliter l'identification et la consignation d'informations pendant l'utilisation. Leur conception bicolore permet de distinguer l'extérieur de l'intérieur et contribue à éviter toute réutilisation involontaire. Ils offrent une résistance à une large gamme de substances chimiques et disposent d'une manchette allongée pour une meilleure couverture de l'avant-bras. Certifiés à la fois comme Dispositif Médical (DM) et Équipement de Protection Individuelle (ÉPI), les gants semperguard® iconiX sont conçus pour les environnements exigeants.

■ Testé avec 56 médicaments de chimiothérapie et autres médicaments dangereux

pour une protection contre un large éventail de substances complexes.

■ Conçu avec une manchette plus longue

pour offrir une protection accrue et une protection étendue du poignet.

■ La conception bicolore innovante

offre un repère visuel clair pour éviter toute réutilisation involontaire.

■ Extérieur bleu clair

permet d'écrire de courtes notes directement sur le gant pour faciliter l'identification et la rapide consignation d'informations

■ Revêtement intérieur spécial pour enfilage sur mains humides

facilite un enfilage plus rapide, même avec les mains humides.

Données techniques

Type	gant d'examen et de protection jetable, non stérile et non poudré.	
Couleur	Bleu bicolore	
Tailles / Longueur totale selon EN 455-2	S, M, L, XL, XXL / médiane 295 mm ± 5 mm	
Épaisseur mesurée en simple épaisseur	Doigts min. 0.15 mm typique 0.16 mm	Paume min. 0.12 mm typique 0.13 mm
Étanchéité selon EN 455-1	NQL ≤ 1.0	
Matériau	caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) fabriqué sans latex nature	
Surface du gant	extrémités des doigts texturées	
Forme du gant	plat avec bord roulé, ambidextre	
Force à la rupture selon EN 455-2	médiane ≥ 13 N	
Perémption	3 ans dans l'emballage d'origine, si stocké conformément à la spécification du produit	
Étiquetage et conformité aux normes	EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Type B), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 421, ISO 2859-1, ASTM F1671/F1671M	

Labellisation

Dispositif médical à usage unique de classe I, conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux



Gant de protection à usage unique – EPI catégorie III (protection contre les substances chimiques pendant une durée limitée)***, conformément au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI



Apte au contact alimentaire conformément au Règlement (CE) n° 1935/2004 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires



Conditionnement

Dimensions	Boîte distributrice: 245 L x 125 l x 42 H mm Carton: 260 L x 223 l x 255 H mm
Disponibilité	En boîte distributrice de S, M, L 50 / XL, XXL 45 pièces 10 boîtes distributrices par carton d'emballage

Références articles

S	50 pièces	3000016541
M	50 pièces	3000016542
L	50 pièces	3000016543
XL	45 pièces	3000016544
XXL	45 pièces	3000016545