

velvet



**Doux comme du velours et
léger comme une plume**



Hôpital



Dentaire



**Soins
courants**



**Soins de
longue
durée**



Vétérinaire

*Sempermed est une marque de HARPS Global.**

CONTACTEZ-NOUS !
harps.france@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapore 098632
Tél.: +65 67976560

HARPS France SAS
22 rue Pierre Mendès France
77200 Torcy, France
Tél.: +33 (0)1 89 70 86 80





velvet

sempermed® velvet est un gant d'examen et de protection léger et doux. Il convient à un large éventail d'applications, comme l'indiquent les icônes figurant sur la couverture, sans s'y limiter. Il constitue l'alternative sans latex idéale pour toute personne recherchant un gant combinant un confort de port optimal et une résistance essentielle à la déchirure. Sa formulation en nitrile souple lui confère une sensation de seconde peau et le rend particulièrement adapté aux peaux sensibles.

- **Doux comme du velours:** le matériau souple offre un grand confort de port et un ajustement agréable.
- **Votre choix au quotidien:** adapté à divers domaines d'application conformément à l'usage prévu.
- **Protège l'utilisateur contre les produits chimiques**.**
- **Protège les utilisateurs et les patients contre la transmission d'infections.**
Le matériau du gant résiste au sang et à d'autres liquides biologiques et protège contre les bactéries, les champignons et les virus, notamment le SARS-CoV-2, les hépatites B et C et le VIH.

Données techniques

Type	gant d'examen non stérile, non poudré, à usage unique		
Couleur	bleu violet		
Tailles / Longueur totale selon EN 455-2	XS, S, M, L, XL / médiane 240 mm		
Épaisseur mesurée en simple épaisseur	min.	Doigt	Paume
	valeur typique	0.05 mm	0.05 mm
		0.09 mm	0.06 mm
Étanchéité	NQA ≤ 1.0 (dépassant l'exigence de barrière de la norme EN 455-1)		
Matériau	caoutchouc nitrile-butadiène fabriqué sans latex naturel		
Surface du gant	extrémités des doigts texturées		
Forme du gant	ambidextre, bord roulé		
Force à la rupture selon EN 455-2	médiane ≥ 6 N		
Péremption	5 ans dans l'emballage d'origine, si stocké conformément à la spécification du produit		
Étiquetage et conformité aux normes	EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Type B), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671/F1671M		

Labellisation

Dispositif médical à usage unique de classe I, conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux



Gant de protection à usage unique – EPI catégorie III (protection contre les substances chimiques pendant une durée limitée)***, conformément au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI



Apte au contact alimentaire conformément au Règlement (CE) n° 1935/2004 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires



Conditionnement

Dimensions	100	Boîte distributrice: 245 L x 125 l x 42 H mm Carton: 260 L x 223 l x 255 H mm
	200	Boîte distributrice: 240 L x 122 l x 65 H mm Carton: 340 L x 252 l x 250 H mm
Disponibilité	En boîte distributrice de XS, S, M, L: 100 pcs / XL: 90 pcs	
	En boîte distributrice de XS, S, M, L: 200 pcs / XL: 180 pcs 10 boîtes distributrices par carton d'emballage	

Références articles

XS	100 pièces : 3000015965	200 pièces : 3000015946
S	100 pièces : 3000015966	200 pièces : 3000015947
M	100 pièces : 3000015967	200 pièces : 3000015948
L	100 pièces : 3000015968	200 pièces : 3000015949
XL	90 pièces : 3000015969	180 pièces : 3000015950