

velvet stérile



**Stérile et doux,
comme du velour**



Hôpital



Dentaire



**Soins
courants**



**Soins de
longue
durée**



Vétérinaire

*Sempermed est une marque de HARPS Global.**

CONTACTEZ-NOUS!
harps.france@harpsglobal.com
www.harpsglobal.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower
Singapore 098632
Tél.: +65 67976560

HARPS France SAS
22 rue Pierre Mendès France
77200 Torcy, France
Tél.: +33 (0)1 89 70 86 80





velvet stérile

Avec sempermed® velvet sterile, la marque sempermed propose une version stérile de son gant d'examen et de protection, léger et exceptionnellement doux. Conçu pour les applications nécessitant des normes d'hygiène renforcées, il constitue un choix fiable pour une large gamme d'interventions non chirurgicales.

En tant qu'alternative idéale sans latex, sempermed® velvet sterile associe un confort de port remarquable à une résistance mécanique fiable. Sa formulation douce en nitrile procure une sensation de seconde peau et convient particulièrement aux utilisateurs ayant une peau sensible. Sa conception stérile soutient des protocoles plus stricts de prévention des infections et offre une alternative fiable aux gants chirurgicaux pour les interventions non chirurgicales. Cela garantit un niveau élevé de sécurité et de fiabilité dans les environnements où la réduction du risque de contamination est essentielle.

■ Doux comme du velour

La douceur du matériau assure un grand confort et un ajustement aisé.

■ Votre choix au quotidien

Adapté à différents domaines d'application conformément à l'usage prévu.

■ Protège les utilisateurs et les patients contre la transmission d'infections.**

Le matériau du gant résiste au sang et à d'autres fluides corporels, et protège contre les bactéries, les champignons et les virus, y compris le SARS-CoV-2, les hépatites B et C ainsi que le VIH.

Données techniques

Type	gant d'examen stérile, non poudré, à usage unique		
Couleur	bleu-violet		
Taille / Longueur totale selon EN 455-2	XS, S, M, L, XL / médiane ≥ 240 mm		
Épaisseur de paroi mesurée en simple épaisseur	Min.	Doigt	Paume
	Valeur Typique	0.05 mm	0.05 mm
		0.09 mm	0.06 mm
Barrière de protection	NQA ≤ 0.65 (dépassant l'exigence barrière de l'EN 455-1)		
Matériau	caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), sans latex de caoutchouc naturel		
Surface du gant	extrémités des doigts texturées		
Forme du gant	ambidextre avec bord roulé		
Force à la rupture selon EN 455-2	médiane ≥ 6 N		
Péremption	3 ans dans l'emballage d'origine si le produit est stocké conformément aux spécifications du produit		
Étiquetage et conformité aux normes	EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Type B), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, EN 556-1 ASTM D6319, ASTM F1671/F1671M		

Labellisation

Dispositif médical à usage unique de classe I conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux



Gant de protection à usage unique – EPI catégorie III (protection contre les substances chimiques pendant une durée limitée)** conformément au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI



Apte au contact alimentaire conformément au Règlement (CE) n° 1935/2004 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires



Conditionnement

Dimensions	Boîte distributrice: 155 L x 135 l x 250 H mm Carton: 480 L x 285 l x 261 H mm
Disponibilité	En boîte distributrice XS, S, M, L, XL : 50 paires 6 boîtes distributrices par carton d'expédition

Références articles

XS	50 paires	3000016234
S	50 paires	3000016235
M	50 paires	3000016236
L	50 paires	3000016237
XL	50 paires	3000016238